

Zum qualitativen In-vitro-Nachweis spezifischer Antigene von SARS-CoV-2



Bereits geringe Virenmengen
zuverlässig nachweisbar
(SARS-CoV-2: 14,4 TCID₅₀/ml)

Lifemed



Speichelabstrich-Probe



Farbe des
Folienbeutels
ggfs. abweichend

**MEDsan® SARS-CoV-2
Ag Duo – Schnelltest**

BodyProducts
Für Menschen gemacht.



MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo – Schnelltest

Zum qualitativen In-vitro-Nachweis spezifischer Antigene von SARS-CoV-2



Der **MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo** ist ein immunochromatographischer Festphasentest zum qualitativen In-vitro-Nachweis spezifischer Antigene von SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) in menschlichem Speichel und Nasenabstrich-Proben. Ein Antigen ist im Allgemeinen im menschlichen Speichel und Nasenabstrich-Proben während der akuten Phase der Infektion nachweisbar.

In nur 15 bis 20 Minuten wird über den Schnelltest eine sichere Aussage über eine SARS-CoV-2 Infektion ermittelt. Damit ist der **MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo** einer der am einfachsten einzusetzenden und anwendbaren Schnelltests. Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für 25 Schnelltests.



Farbe des Folienbeutels ggfs. abweichend

Jedes Kit enthält 25 Schnelltests

Testkassette (im Folienbeutel inkl. Trockenmittel)
Extraktionsröhrchen mit Pufferlösung
Probenabstrichtupfer
Packungsbeilage (DE, EN, IT, ES, FR, PL, PT, RU)

Vorteile:

- ✓ Einfache Ergebniskontrolle innerhalb 15–20 Min.
- ✓ Einfache Handhabung – alles in einem Kit
- ✓ Einsatz, wenn kein Labor zur Verfügung steht
- ✓ Anzuwenden durch Fachpersonal


Nutzen:

- ✓ Patientennahe Durchführung der Schnelltests
- ✓ Effektivere Nutzung der Ressourcen im Gesundheitswesen
- ✓ Frühdiagnose wird erleichtert
- ✓ Kann helfen eine Ausbreitung des Virus zu unterbinden

Spezifikationen:

Format:	Lateral flow test/ immunochromatografischer In-vitro-Test
Typ:	Qualitativ
Instrument:	Ohne weitere Geräte durchführbar
Probenmaterial:	Speichel- und Nasenabstrich-Proben
Zieldetektion:	Antigen Nukleokapsid (N)
Auslesezeit:	15–20 Minuten
Spezifität:	Nasenabstrichpr.: 100% [95% CI: 99,2%, 100%] Speichelpr.: 99,8% [95% CI: 98,9%, 100%]
Sensitivität:	Nasenabstrichpr.: 96,7% [95% CI: 91,7%, 98,7%] Speichelpr.: 92,5% [95% CI: 86,4%, 96%]
Nachweisgrenze (LoD):	14,4 TCID ₅₀ /ml
Lagertemperatur:	2–30 °C
Packungsgröße:	25 Tests inkl. aller Verbrauchsmaterialien
Zulässige Anwender:	Fachpersonal
Packungsbeilage:	8 Sprachen (DE, EN, IT, ES, FR, PL, PT, RU)
Artikelnummer:	T00525

Anwendung:



Diese Darstellung ist nicht Bestandteil der Packungsbeilage.